

MRS 培养基

货号: AM8556

用途:用于抗生素敏感试验。

成分(g/L):

牛肉粉	5g
淀粉	1.5g
酪蛋白水解物	17.5g
pH 值 7.2 ± 0.2	25℃

用法:

称取本品 24 克, 加入 1000ml 蒸馏水中, 加热煮沸溶解, 分装, 121℃ 高压灭菌 15 分钟备用。

注意事项:

本品灭菌后应在无菌环境下操作; 本品出现结块请勿使用。

产品仅供科研!

